


Ariana Memory Foam Pillow:

Ariana pillows consist of high density memory foam which conform to fit your unique profile, resulting in cradling effect that holds your head and neck in neutral alignment. Ariana pillows reduce the Neck pain and allow you to change positions without losing out on support as well.

- It is available in Large and XLarge size

بالشت مموری فوم آریانا:

بالشت مموری فوم آریانا از فوم حافظه دار با دانسیته بالا تشکیل شده که با پوشاندن قسمت منحنی گردن، ستون فقرات شما را در بهترین حالت خوابیدن قرار می دهد. در هنگام استفاده از این بالشت سر و گردن با ستون فقرات در یک راستا قرار گرفته و فشار کمتری به این نواحی وارد می شود. ضمن آنکه از دردهای عضلانی ناشی از گرفتگی ماهیچه ها و آرتروز پیشگیری می نماید. این بالشت در دو مدل مختلف با روکش خانگی و رویه PU جهت مصارف بیمارستانی عرضه می گردد.



R.code	Size
AR900	XL
AR901	L

Memory Foam Heel Support Boot:

Ariana memory foam heel support boot is used to cases in which the lower organs are immobilised, as part of sore prevention. These boots are also used to prevent foot drop which is very common problem in ICU'S and CCU'S.

نیم چکمه (پاشنه گیر) مموری فوم آریانا:

- نگهدارنده پاشنه آریانا از جنس فوم حافظه دار بوده و جهت جلوگیری از ایجاد زخم بستر در ناحیه پاشنه پا به کار می رود.
- محفظه ی خالی موجود در قسمت پاشنه ی پا به همراه فوم حافظه دار استفاده شده در آن باعث کاهش فشار و جلوگیری از به وجود آمدن زخم بستر در پاشنه می شود.
- نیم چکمه فوق مچ پا را در حالت قائم نگه می دارد که این امر مانع از به وجود آمدن افتادگی کف پا (Foot Drop) که یکی از مشکلات شایع در بخش های بیمارستانی است می گردد.




R.code
AR 980

Positioning Cushions:

بالشتک های مراقبت های ویژه:

بالشتک های پوزیشنینگ مراقبت های ویژه از دو لایه فوم سخت HR و مموری فوم تشکیل شده است. این بالشتک ها علاوه بر پوزیشن دادن به بیماران مختلف، با کاهش فشار وارده بر ناحیه مورد نظر باعث راحتی و کمک به کاهش ریسک ابتلا به انواع زخم های بستر می شوند. رویه PU آن به راحتی شسته و ضد عفونی می گردد.

Intensive care positioning cushions consist of tow different layers, includes HR and memory foam. Besides positioning different patients these cushions also reduce the pressure of different parts of body and therefore reduce the risk of bedsores. Spacer layer also reduce the sweat and PU cover is washable and bactrical retardant.



بالشتک در دو اندازه کوچک و بزرگ:

این بالشتک ها به بیمار کمک می کنند تا فشار وارده بر پاشنه، نواحی بیرونی زانو و قوزک پا کمتر شود. همچنین جهت استفاده در زیر سینه یا شانه بیمار نیز به کار می روند. علاوه بر این، محصول فوق می تواند به عنوان بالشت زیر سری مورد استفاده قرار گیرد.

Large & Small Cushion:

Small and Large Cushions. This form of cushion is the perfect supporting aid. It helps support the patient, relieves the pressure on the heels, protects the internal lateral knee areas, ankles and can be used as pillow used by itself or with other devices.



R.code	Size
AR 902	Large
AR 903	Small

بالشتک سیلندری:

این بالشتک در وضعیت های گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، هنگامی که بیمار در حالت نیمه نشسته قرار دارد (نیمه نشسته حالتی است که در آن بالا تنه بیمار با زاویه ۳۰ تا ۴۵ درجه قرار دارد) با قرار دادن بالشتک سیلندری در قسمت زیر زانو و بخش انتهایی زانو، زیر سینه و زیر دست مورد حفاظت قرار می گیرد.

Cylindrical Cushion:

It can be used in various ways, such as placing it under the knees to maintain lower limbs in semi-fowler positions.



R.code	Size
AR 904	Large
AR 907	Small

Neck Holder:

Comfortably supports the head both in sitting or semi-reclined positions. It is available in Large and Xlarge.

بالشتک حلقه ای:

مناسب برای سر در دو حالت نشسته و نیمه دراز کش دارای سایزهای بزرگ و کوچک



R.code	Size
AR 905	Large
AR 908	Small



Lateral Positioning Cushion:

- Design with integrated pillow for optimal comfort.
- Ensures comfortable positioning of the knees, pelvis and upper body when in lateral position.
- Also it can be used for women during pregnancy.

بالشتک لترال:

- بالشت یکپارچه تشکیل شده از فوم HR و مموری فوم جهت حداکثر راحتی بیمار
- مناسب و مطمئن برای زانو، لگن و قسمت بالای بدن
- قابل استفاده برای زنان باردار



R.code
AR 906

Foam Chest Roll:

Two-Layer Chest Rolls Consist of HR and memory foam, reduce the pressure and help the operator to position the patients in different wards.

چست رول فومی:

چست رول های فومی از دو لایه فوم HR و فوم حافظه دار تشکیل شده اند و علاوه بر کاهش فشار وارده بر بیمار، در پوزیشن دادن به بیماران مختلف به پرسنل کمک می کنند.



R.code
AR 047
AR 043
AR 046

ARIANA Memory Foam Lumbar Cushion:

Arianamed support cushion uses an adjustable strap and soft high quality memory foam. This means better support and ultimate comfort and less pain. This cushion reduces stress on lower spine from improper posture. Relax your back and relieves lower back. This cushion has adjustable strap for different wheelchairs and chairs. Size: 46*38*4 cm

R.code

AR 919



پشتی مموری فوم آریانا:

بالشتک مموری فوم صندلی باعث قرار گرفتن ستون فقرات در حالت طبیعی و ایده آل گشته و فوم حافظه دار آن باعث تقسیم فشار وارده و در نتیجه بهبود گردش خون می شود.

با توجه به اینکه طریقه مناسب نشستن اهمیت زیادی داشته و بسیاری از دردهای مفصلی و عضلانی ناشی از عدم توجه به این موضوع است، استفاده از این محصول در هنگام نشستن سطح اتکای مناسبی را برای نگه داشتن کمر و سطح پشتی بدن شما ایجاد می کند. این محصول قابل استفاده بر روی صندلی خودرو، اداری، راحتی و انواع ویلچر می باشد.

- با رویه اسپیسر هوازی
- اندازه: ۴۶*۳۸*۴ سانتی متر


Wheelchair Cushion:

The memory foam wheelchair cushion is used to avoid bedsores in patient's body who is confined in a wheelchair for a long time.

بالشتک مموری فوم ویلچری:

این بالشتک جهت جلوگیری از زخم بستر در بیمارانی که مدت زمان زیادی را بر روی صندلی چرخدار هستند، به کار می رود. دارای گردش هوا، کاهش تعریق پوستی و حرارت نامطبوع بدن بیمار. در صورت سفارش این محصول با رویه PU نیز عرضه می گردد.

Aria3 Cushion:



AR 912
بالشتک ویلچری آریا ۳ حفره دار
Medium Risk
40*40*12 cm

Aria Cushion:



AR 910
بالشتک نشیمن ۴ سانت
Low Risk
40*40*4 cm

Aria-Pro+ Cushion:



AR 911
بالشتک ویلچری آریا پرو پلاس
High Risk
40*40*8 cm

Aria-Pro Cushion:



AR 913
بالشتک ویلچری آریا پرو
Medium to High Risk
40*40*12 cm

Aria-3 Cushion:



AR912/PU
بالشتک ویلچری آریا ۳ حفره دار با رویه PU
Medium Risk
40*40*12 cm

کلیه بالشتک ها در مدل بیمارستانی با رویه PU موجود می باشند.

All cushions are available with PU cover for hospitals and health centers.

Aria 5 Cushion:



AR914
بالشتک ویلچری ۵ سانت HR
Low Risk
40*40*5 cm